



From Hospital To Home

Das Vivo 55 ist ein fortschrittliches Beatmungsgerät für die sichere und komfortable Versorgung von Patienten über 10 kg, in der Klinik und im häuslichen Umfeld. Dank einer Vielzahl von Beatmungs-Modi, der umfangreichen Auswahl an Schlauchsystem-Konfigurationen und weiterem Zubehör kann das Vivo 55 für eine große Bandbreite von Patienten für die lebenserhaltende und nicht lebenserhaltende Behandlung

eingesetzt werden. Die umfangreichen Monitoring-Funktionen ermöglichen eine verbesserte Beurteilung der Beatmungsqualität. Das Vivo 55 ist eine ausgezeichnete Wahl, für die außerklinische Beatmung, die Beatmung im Krankenhaus und in Einrichtungen der Langzeitpflege. Das Vivo 55 ist für den Anschluss an Cloud-basierte Lösungen von Breas vorbereitet.



LEISTUNG

- Hochgenaues Tidalvolumen und sensible Triggerempfindlichkeit
- Vielzahl von Modi, einschließlich Mundstückbeatmung und SIMV
- Zahlreiche Einstellungsmöglichkeiten und Alarme, um sich an die individuellen Bedürfnisse des Patienten anzupassen
- Invasive und nicht-invasive Beatmung; Leckage-Schlauchsysteme oder Schlauchsysteme mit aktivem Ausatemventil
- Intuitive Benutzeroberfläche mit Tasten zur direkten Funktionsauswahl
- Niedriges Betriebsgeräusch



UMFASSENDES MONITORING

- Integriertes SpO₂-, CO₂- und FiO₂-Monitoring
- Numerische Daten, Kurven und Trends auf dem Display
- PC-Software für Echtzeit-Überwachung, Kurven und Loops, 365 Tage Datenspeicherung und detaillierte Berichte
- PC-Software für Echtzeitdaten, Kurven und detaillierte Berichte für Analysen
- Vorbereitet für den Anschluss an Cloud-basierte Lösungen von Breas

FLEXIBILITÄT

- Robustes skandinavisches Design für den Einsatz im Krankenhaus sowie für die häusliche und mobile Verwendung
- Umfassendes Zubehöropaket für den Einsatz im Krankenhaus und im heimischen Umfeld
- 12 Stunden unabhängiger Betrieb durch die Kombination von interner Batterie mit 4 Stunden Laufzeit und Click-on Batterie mit 8 Stunden Laufzeit
- Schutzhülle für den sicheren Einsatz im Freien
- 3 unterschiedliche Profile, um die Behandlung optimal an die individuellen Bedürfnisse des Patienten anzupassen



VIVO⁵⁵ AUF EINEN BLICK

by Breas

Das Vivo 55 ist gleichermaßen auf die Bedürfnisse von medizinischem Personal und einer großen Bandbreite von Patienten abgestimmt. Es verbindet komfortable und kontrollierbare Beatmung mit hervorragenden Monitoring-Funktionen, sodass die stationäre Wiedereinweisungszahl verringert werden kann.

ÜBERBLICK:

Volumen

Atemfrequenz 40 bpm
(kontrolliert).
100 ml Mindestvolumen.

Schlauchsysteme

Einschlauchsystem mit Leckage-
oder Ausatemventil.
Spezielle MPV-Schlauchsysteme

Trigger

Sensibler Trigger zur
Berücksichtigung der Bedürfnisse
besonders empfindlicher Patienten.

Turbine

Innovatives Design mit
zukunftsweisender,
energiesparender Technologie.

Modi

Druck- und volumenkontrollierte
Modi mit Ziel-Volumen,
Mundstück-Beatmung
und SIMV

Funktionen wie die präzise Synchronisierung, genaues Tidalvolumen, Leckagekompensation und flexible Überwachungsmöglichkeiten machen das Vivo 55 zu einem geeigneten Gerät für eine große Bandbreite von Patienten und können dazu beitragen, dass stationäre Wiedereinweisungen reduziert werden. Das Vivo 55 ist leicht zu bedienen und seine Anwendung ist schnell zu erlernen, sodass medizinisches Fachpersonal und Homecare-Dienstleister Zeit sparen. Das robuste Design und die Wartungsfreundlichkeit sorgen für niedrige Betriebskosten.

IP22 Schutz
vor Eindringen
von Wasser

Leichter Zugriff
auf den Filter

Modernes Breitbild-
Display mit anwender-
freundlicher, farbiger
Benutzeroberfläche

Intuitive Benutzer-
oberfläche mit
Tasten zur direkten
Funktionsauswahl



Mehrere Schlauchsysteme:
Einschlauchsystem
mit Leckage- oder
Ausatemventil

Integrierte
Monitoringfunktionen
für CO₂, SpO₂ und FiO₂

12 Stunden Batterielaufzeit
(mit Click-on Batterie)

Neue bequeme Start/Stop-Sequenz mit Tasten auf Frontseite.

