

## Produktspezifikationen

Sauerstoffkonzentrationen <sup>2</sup>	87 – 96 % bei allen Einstellungen <sup>2</sup> Basierend auf einem Luftdruck von 101 kPa bei 21° C		
Ausgangsdruck	1,4 bar		
Flow-Einstellungen und Bolusmenge	Einstellung	Bolusmenge bei 20 AZ/min	Max. Atemminutenvolumen
	1	11 ml	220 ml/min
	2	22 ml	440 ml/min
	3	33 ml	660 ml/min
	4	44 ml	880 ml/min
	5	50 ml	1.000 ml/min
	+/- 25 % oder 6 ml, je nachdem, welcher Wert höher ist (durchschn. 20 aufeinanderfolgende Impulse) im Nenn-Umgebungsbereich		
Geräuschpegel	40 dBA		

## Physikalische Daten:

Größe	Mit Standard-Akku: 23,9 cm x 21,1 cm x 9,1 cm Mit erweitertem Akku: 25,9 cm x 21,1 cm x 9,1 cm		
Gewicht	2,3 kg mit installiertem Standard-Akku 2,7 kg mit installiertem erweitertem Akku		
Benutzeroberfläche	Touchscreen-LCD		

## Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur	5° C bis 35° C		
Relative Luftfeuchtigkeit	15 % bis 93 %		
Höhe	Bis zu 3.048 m		

## Wechselstromversorgung

Eingangsleistung	100 bis 240 V Wechselstrom, 50/60 Hz		
Ausgangsleistung	19 V Gleichstrom, 6,3 A max.		
Stromverbrauch	120 W während des Ladevorgangs		

## Gleichstromversorgung

Eingangsleistung	12 – 16 V Gleichstrom		
Ausgangsleistung	19 +/- 5 % V Gleichstrom, 6,3 A		

## Akustischer Alarm

Geräuschpegel	56 dBA oder höher gemessen bei 1 m		
Alarmtyp	Keine Atmung, niedrige Sauerstoffkonzentration, hohe Atemfrequenz, technischer Fehler, niedrige Akkuleistung, kein Flow, Akku entladen, externer Stromausfall		

## Akku

Substanz	Lithium-Ionen 14,4 V Gleichstrom (nominal)		
Akku-Optionen	Standard-Akku, erweiterter Akku (entspricht zwei Standard-Akkus)		
Abmessungen	Standard-Akku: 20,1 cm x 9,1 cm x 2,5 cm Erweiterter Akku: 20,1 cm x 9,1 cm x 4,8 cm		
Gewicht	Standard-Akku: 0,50 kg Erweiterte Batterie 0,95 kg		
Amperestunden pro Standard-Akku	3,4 Ah x 3,6 V x 8 Zellen = 97,9 Wh pro Standard-Akku		
Ladezeit	Standard-Akku: 4 Stunden maximal Erweiterter Akku: 8 Stunden maximal		

## Typische Akkulaufzeit bei Einstellung 2, 20 AZ/m<sup>3</sup>

Standard-Akku	Bis zu 4,5 Stunden		
Erweiterter Akku	Bis zu 9 Stunden		

<sup>3</sup>Die Akkulaufzeiten basieren auf neuen, vollständig aufgeladenen Akkus in einem neuen SimplyGo Mini-System. Die Akkulaufzeiten sinken mit zunehmendem Alter des Akkus und hängen von Umgebungsbedingungen, Abnutzung im Laufe der Zeit und Betriebszustand des Konzentrators ab.

## Bestellinformationen

Gerät	Artikelnummer
SimplyGo Mini mit Standard-Akku enthält: tragbarer Sauerstoffkonzentrator SimplyGo Mini, Tragetasche, ein wiederaufladbarer Standard- Lithium-Ionen-Akku, jeweils ein Netzkabel für Gleich- und Wechselstrom, Zubehörtasche und Bedienungsanleitung	Deutschland: 1113607
Das System SimplyGo Mini mit dem erweitertem Akku enthält: tragbarer Sauerstoffkonzentrator SimplyGo Mini, Tragetasche, ein wiederaufladbarer erweiterter Lithium-Ionen-Akku, jeweils ein Netzkabel für Gleich- und Wechselstrom, Zubehörtasche und Bedienungsanleitung	Deutschland: 1113608



Zubehör	Artikelnummer
Standard-Lithium-Ionen-Akku	1116816
Erweiterter Lithium-Ionen-Akku	1116817
Wechselstromadapter für SimplyGo Mini	1116818
Gleichstromadapter für SimplyGo Mini	1116819
Externes Ladegerät für SimplyGo Mini	1119950

Taschen – Braun	Artikelnummer
SimplyGo Mini-Tragetasche und Gurt, braun	1119897
SimplyGo Mini-Zubehörtasche, braun	1116824
SimplyGo Mini-Rucksack, braun	1116836

Taschen – Schwarz	Artikelnummer
SimplyGo Mini-Tragetasche und Gurt, schwarz	1119928
SimplyGo Mini-Zubehörtasche, schwarz	1119893
SimplyGo Mini-Rucksack, schwarz	1119894

Gewährleistungen	Artikelnummer
3-jährige Garantieverlängerung für die Siebe (kann nur bei Erstbestellung erworben werden)	1122070
2-jährige Garantieverlängerung für die Siebe (kann jederzeit bestellt werden)	1120123

## Mehr Informationen

Besuchen Sie [www.philips.de/respironics](http://www.philips.de/respironics), um weitere Informationen zu SimplyGo Mini zu erhalten.