

Elektromobilität neu entdecken



Katalog 2025

Angebote gültig bis 31.01.2026

Elektromobile für jede Gelegenheit

Inhalt

Elektromobile von SANIMED	
Grenzenlos mobil	3
Erstattungsmöglichkeiten	4
Service & Lieferung	5
Ergoflix Basic	6
Ergoflix LX	8
JBH® Carbon 21	10
Centuro Mini	12
Go Go MG ²	14
Kolja HMV	16
Centuro S2	18
Kolja Elite	20
Centuro S7	22
Westerland	24
Zubehör	26



Grenzenlos mobil

Selbstständig zum Arzt, zur Apotheke oder zum Bäcker – ein Leben lang. Auch Spaziergänge und Treffen mit Freunden und Bekannten sollten flexibel gestaltet werden können. Ein Elektromobil oder Elektrorollstuhl macht dies möglich.

Ein Elektromobil ist eine sinnvolle und umweltschonende Möglichkeit, die eigene Selbstständigkeit zu erhalten und weiterhin das Gefühl von Mobilität, Freiheit und Unabhängigkeit zu genießen.

In unserer Broschüre haben wir eine vielseitige Auswahl von praktischen Elektromobilen zusammengestellt. Diese umfassen alltagstaugliche Einstiegsmodelle, Elektromobile mit höherer Tragkraft und Reichweite, sowie auch Modelle mit höherer Geschwindigkeit und höherer Steigfähigkeit. Somit bleibt kein Ziel unerreichbar und Sie grenzenlos mobil.

Wir legen viel Wert darauf, zusammen mit Ihnen nicht nur ein, sondern das für Sie passende Elektromobil zu finden, welches auf Ihre Wünsche und Bedürfnisse abgestimmt ist und Ihren Anforderungen sowie Ihrer Lebenssituation am besten gerecht wird.

Lassen Sie sich von der grenzenlosen Welt der Elektromobilität begeistern!

Erstattungsmöglichkeiten

Wir sind Vertragspartner nahezu aller gesetzlichen Krankenkassen.

Sofern Sie von Ihrem Arzt (z.B. Hausarzt) eine Verordnung (Kassenrezept) für ein Elektromobil erhalten haben, können wir die Kostenübernahme bei Ihrer Krankenkasse für Sie beantragen. Im Anschluss beantragen wir die Kostenübernahme bei Ihrer Krankenkasse für Sie.

Die Krankenkassen übernehmen ausschließlich die medizinische Grundversorgung mit einem 6 km/h Modell. Bitte beachten Sie,

dass hierbei in der Regel Gebrauchtmodelle zum Einsatz kommen, da Elektromobile aus einem vorhandenen Bestand zur Verfügung gestellt werden.

Sollten Sie an einer schnelleren oder hochwertigeren Versorgung interessiert sein, so besteht je nach Krankenkasse die Möglichkeit, Ihr Wunschmodell durch eine private Zuzahlung zu erhalten.

Gerne erstellen wir Ihnen ein individuelles Angebot unter Berücksichtigung etwaiger Erstattungsmöglichkeiten Ihrer Krankenkasse.



Service & Lieferung

In unserer Niederlassung Ibbenbüren können Sie alle Fahrzeuge aus unserem Sortiment nach telefonischer Terminvereinbarung kostenlos Probe fahren. Ein Mobilitätsexperte aus unserem Haus steht Ihnen bei diesem Termin für alle Fragen gerne zur Verfügung und führt eine umfangreiche Beratung durch.

Selbstverständlich ist auch eine Probefahrt und Beratung bei Ihnen zuhause nach Terminvereinbarung möglich.

Geliefert wird Ihnen das Elektromobil ausschließlich durch unser qualifiziertes Fachpersonal frei Haus. Eine umfangreiche Einweisung und individuelle Einstellung des Fahrzeugs nach Ihren Wünschen und Bedürfnissen ist für uns eine Selbstverständlichkeit.

Die Lieferung zu Ihrem Wunschtermin wird vorab mit Ihnen telefonisch durch unsere eigene Disposition vereinbart. Durch unsere regionalen Außendienstmitarbeiter stellen wir auch nach der Lieferung einen schnellen und zuverlässigen Service für Sie sicher.

Eine eigene Werkstatt an unserem Standort Ibbenbüren rundet unseren Service im Bedarfsfall für die durch uns gelieferten Elektromobile ab.



Ergoflix Basic

Der kleine, kompakte und faltbare Elektrorollstuhl

Der ergoflix® basic bietet Mobilität für den Alltag. Mit einer Reichweite von bis zu 15 km sowie einer einstellbaren Geschwindigkeit erreichen Sie nahgelegene Ziele mühelos. Ein zweiter optionaler Akku sorgt für eine erweiterte Reichweite von bis zu 30 km. Die Vorderräder meistern auch größere Hindernisse spielend leicht. Ein integrierter Kippschutz bietet zusätzliche Sicherheit. Dank der Beleuchtung ist man zu jeder Zeit gut sichtbar. Der E-Rollstuhl ist faltbar – das ermöglicht einen einfachen Transport und ein platzsparendes Verstauen.

Ergoflix Basic



Preis auf Anfrage

ergoflix
elektronische Mobilität

Technische Daten


Ergoflix Basic

Breite x Länge	61 x 103 cm
Gewicht (ohne Akku)	22,7 kg
Belastbarkeit	120 kg
Batteriekapazität	1 x 12 Ah
Wenderadius	dreht auf der Stelle
Überwindbare Bordsteinhöhe	k. A.
Motorleistung	200 W
Reichweite	15 km
Geschwindigkeit	6 km/h
Farbe	Weiß, anthrazit



Ausstattung

- /// Passt zusammengeklappt in nahezu jeden Kofferraum
- /// Eignet sich für Auto-, Zug- und Flugzeugreisen
- /// Lässt sich in 5 Sekunden ein- und ausklappen
- /// Fährt in einer Geschwindigkeit von bis zu 6 km/h
- /// Erweiterbare Reichweite von 15 auf bis zu 30 km
- /// Steuerung bequem per Joystick
- /// Verfügt über ein intelligentes elektromagnetisches Bremssystem



Ergoflix LX

Der elektrische Rollstuhl lässt sich schnell zusammenklappen und passt in nahezu jeden Kofferraum.

Mit diesem Rollstuhl bleiben Sie mobil und erweitern Ihren Aktionsradius und gleichzeitig Ihre Lebensqualität. Sie können ihn auf Reisen, auf Messen, in den Park oder in das Einkaufszentrum bequem mitnehmen. Sie steuern den Rollstuhl ohne großen Kraftaufwand über einen Joystick, wodurch sich die Lenkung auch ohne Vorkenntnisse leicht erlernen lässt. Die Akkus sind im Rahmen integriert und herausnehmbar. Optional mit umfangreichem Zubehör erhältlich.

Ergoflix

Variante LXplus
auch erhältlich!

Preis auf Anfrage

Bezuschussungsfähig
durch die Krankenkasse



ergoflix
www.ergoflix.de

Technische Daten

Ergoflix LX

Breite x Länge	61,5 x 99,5 cm
Gewicht (ohne Akku)	23,5 kg
Belastbarkeit	145 kg
Batteriekapazität	2 x 6 Ah
Wenderadius	dreht auf der Stelle
Überwindbare Bordsteinhöhe	k. A.
Motorleistung	250 W
Reichweite	24 km
Geschwindigkeit	6 km/h
Farbe	Rot, weiß



Ausstattung

- /// Passt zusammengeklappt in nahezu jeden Kofferraum
- /// Eignet sich für Auto-, Zug- und Flugzeugreisen
- /// Lässt sich in 5 Sekunden ein- und ausklappen
- /// Fährt bis zu 24 km in einer Geschwindigkeit von bis zu 6 km/h
- /// Steuerung bequem per Joystick
- /// Verfügt über ein intelligentes elektromagnetisches Bremssystem
- /// Meistert Steigungen von bis zu 21 %
- /// Zuverlässig und wartungsarm
- /// Inkl. ergonomischem Sitzkissen von Softline mit Memory-Schaum-Technologie
- /// Erweiterte Garantie auf 3 Jahre (inkl. Akkus)



3 Jahre Garantie

JBH® Carbon 21***Faltbarer Elektrorollstuhl in sportlichem Design
– erhältlich in zwei modernen Farbvarianten.***

Der Rahmen aus 100 % Carbon verleiht diesem elektrischen Faltrollstuhl eine elegante und sportliche Optik. Mattes Schwarz oder Hibiskus-Rot: Zwei Farben zwischen denen Sie individuell wählen können. Dank ergonomisch geformter Armlehnen und gefederter Vorderräder sind Sie auch auf unebenen Wegen komfortabel unterwegs. Die im Rahmen integrierten Akkus können mittels Druckknopfsystems leicht entnommen werden. Platzsparendes Verstauen und einfacher Transport werden Ihnen durch das intuitive Faltsystem ermöglicht. Mit dem JBH® Carbon 21 erweitern Sie Ihren Aktionsradius im Alltag und auf Reisen. Optional mit umfangreichem Zubehör erhältlich.

**Technische Daten****JBH® Carbon 21**

Breite x Länge	60,5 x 103 cm
Gewicht (ohne Akku)	21,7 kg
Belastbarkeit	120 kg
Batteriekapazität	2 x 6 Ah
Wenderadius	dreht auf der Stelle
Überwindbare Bordsteinhöhe	k. A.
Motorleistung	250 W
Reichweite	25 km
Geschwindigkeit	6 km/h
Farbe	Schwarz, rot



Ausstattung

- /// Passt zusammengeklappt in nahezu jeden Kofferraum
- /// Eignet sich für Auto-, Zug- und Flugzeugreisen
- /// Lässt sich in 5 Sekunden ein- und ausklappen
- /// Fährt bis zu 25 km in einer Geschwindigkeit von bis zu 6 km/h
- /// Steuerung bequem per Joystick
- /// Verfügt über ein intelligentes elektromagnetisches Bremssystem
- /// Meistert Steigungen von bis zu 14 %
- /// Ist zuverlässig und wartungsarm



Bischoff + Bischoff Centuro Mini**Das zerlegbare Reisemobil**

Erleben Sie ein Reise-Elektromobil der Extraklasse. Der Centuro Mini lässt sich ohne Werkzeug in wenigen Schritten zerlegen und ist dadurch bestens für den Transport geeignet. Dennoch wird bei diesem Elektromobil nicht auf Komfort verzichtet. Der Stadionsitz ist gepolstert, höhenverstellbar und für den Ein- und Ausstieg drehbar. Ein Korb an der Lenksäule bietet Platz für Einkäufe und andere Dinge. Der USB-Port sorgt für ein stets geladenes Handy für viele schöne Urlaubsfotos.



Preis auf Anfrage

**Technische Daten****Bischoff + Bischoff Centuro Mini**

Breite x Länge	53,5 x 105,5 cm
Gewicht	55 kg
Belastbarkeit	136 kg
Batteriekapazität	2 x 12 Ah
Wenderadius	150 cm
Überwindbare Bordsteinhöhe	5 cm
Motorleistung	260 W
Reichweite	15 km
Geschwindigkeit	6 km/h
Farbe	Weiß, anthrazit



Ausstattung

- /// Räder 8" (PU)
- /// Ergonomischer Lenker
- /// LED-Display
- /// Stadionsitz mit Armlehnen
- /// Sitz höhen-einstell-, dreh- und abnehmbar
- /// Armlehne höhenverstell-, winkeleinstell- und schwenkbar
- /// Rückenlehne klappbar
- /// Verstellbare Lenksäule
- /// Feststellbremse
- /// Gefedertes Fahrwerk
- /// Abnehmbarer Einkaufskorb
- /// USB-Port
- /// Scheinwerfer
- /// Zerlegbar ohne Werkzeug



Pride Mobility Go Go MG²

Das praktische Leichtgewicht

Der Go Go MG² ist der ideale Begleiter für Freizeit und Reisen. Seine Leichtigkeit kombiniert mit einer außergewöhnlichen Stabilität, sorgen für grenzenlosen Fahrspaß. In wenigen Sekunden ist der Go Go MG² zusammengefaltet und kann dank seines geringen Gewichts und kompaktem Maß im Kofferraum verstaut werden. Ein optionaler stärkerer Akku von 20 Ah sorgt für noch mehr Flexibilität. Dieses Reisemobil ist die perfekte Verbindung von modernem Design, Funktionalität und nachhaltiger Mobilität.



Preis auf Anfrage

PRIDE
MOBILITY PRODUCTS GmbH
LIVE YOUR BEST®

Technische Daten

Pride Mobility Go Go MG²

Breite x Länge	42,9 x 104,1 cm
Gewicht (ohne Batterie und Kissen)	14,8 kg
Belastbarkeit	125kg
Batteriekapazität	1 x 10 Ah
Wenderadius	100 cm
Überwindbare Bordsteinhöhe	7 cm
Motorleistung	k. A.
Reichweite	10 km
Geschwindigkeit	6 km/h
Farbe	Schwarz, grau



Ausstattung

- /// Fortschrittlicher Magnesiumrahmen (Nur 14,8 kg)
- /// In wenigen Sekunden gefaltet, perfekt für Reisen und Freizeit
- /// 1x 10 Ah Lithium Batterie (Geeignet für die Mitnahme im Flugzeug)



Pride Mobility Kolja HMV

Das wendige Stadtmobil

Klein, wendig und für den öffentlichen Personen-Nahverkehr geeignet – der Kolja HMV ist der ideale Begleiter. Auch Fahrstühle sind dank seiner geringen Maße kein Problem. Durch die verstellbare Lenksäule und den breitenverstellbaren Armlehnen passt er sich individuell an seinen Fahrer an. Mit weiterem optionalem Zubehör lässt sich der Kolja HMV ganz nach Ihren Bedürfnissen ausstatten. Dieses Produkt ist - vorbehaltlich der Prüfung und Genehmigung Ihrer Krankenkasse - bei einer verordneten medizinischen Notwendigkeit erstattungsfähig.



Preis auf Anfrage

PRIDE
MOBILITY PRODUCTS GmbH
LIVE YOUR BEST™

Technische Daten

Pride Mobility Kolja HMV

Breite x Länge	59 x 119 cm
Gewicht	93,8 kg
Belastbarkeit	160 kg
Batteriekapazität	2 x 36 Ah
Wenderadius	103 cm
Überwindbare Bordsteinhöhe	k. A.
Motorleistung	400 W
Reichweite	40 km
Geschwindigkeit	6 km/h
Farbe	Rot



Ausstattung

- /// Deltalenker und Kapitänssitz
- /// Automatische Magnetbremse
- /// Beleuchtung vorne und hinten
- /// Hupe und Blinkanlage
- /// Luftbereifung
- /// Lenksäule stufenlos neigbar
- /// Armlehnen breitenverstellbar
- /// Federung vorne und hinten



Bischoff + Bischoff Centuro S2***Der leistungsstarke Begleiter – auch in Bus und Bahn***

Steigern Sie Ihre Unabhängigkeit mit dem Centuro S2. Er ist für die Mitnahme im ÖPNV geeignet und perfekt für einen Ausflug ins Grüne. Bordsteinkanten und Unebenheiten machen dem Elektromobil nichts aus. Ausgestattet mit einem Korb an der Lenksäule, lassen sich auch bequem Ihre Einkäufe unterbringen. Mit dem USB-Port können Sie unterwegs Ihre mobilen Geräte aufladen. Viele individuelle Einstellungs- und Anpassungsmöglichkeiten sorgen für einen hohen Komfort und eine angenehme Sitzposition – ideal für längere Ausflüge.



Preis auf Anfrage

**Technische Daten****Bischoff & Bischoff Centuro S2**

Breite x Länge	63,5 x 119 cm
Gewicht	109 kg
Belastbarkeit	160 kg
Batteriekapazität	2 x 56 Ah
Wenderadius	195 cm
Überwindbare Bordsteinhöhe	5 cm
Motorleistung	600 W
Reichweite	35 km
Geschwindigkeit	10 km/h
Farbe	Weiß, anthrazit



Ausstattung

- /// Räder 10" (Luftbereifung)
- /// Ergonomischer Lenker
- /// LED-Display
- /// Kapitänssitz mit Armlehnen
- /// Mech. Feststellbremse
- /// Gefedertes Fahrwerk
- /// Abnehmbarer Einkaufskorb
- /// Ein Rückspiegel (links) – zweiter Spiegel mit Aufpreis
- /// Hupe
- /// USB-Port
- /// Getränkehalter
- /// Zugelassen für ÖPNV

Pride Mobility Kolja Elite

Das kompakte Outdoor-Elektromobil

Erleben Sie mit dem Kolja Elite ein Elektromobil der Spitzenklasse. Es kombiniert modernes Design mit beeindruckender Reichweite und vielen Features. Zahlreiche Highlights sowie optionale Individualisierungsmöglichkeiten machen aus dem Elektromobil den perfekten Begleiter. Ein USB-Port lädt Ihre mobilen Geräte während der Fahrt. Im Ablagefach an der Lenksäule können Sie schnell und praktisch kleine Dinge, wie Sonnenbrille und Portemonnaie, unterbringen. Der Kolja Elite bietet Stil, Komfort und Sicherheit in perfekter Kombination.



Preis auf Anfrage

PRIDE
MOBILITY PRODUCTS GmbH
LIVE YOUR BEST™

Technische Daten

Pride Mobility Kolja Elite

Breite x Länge	67 x 137 cm
Gewicht	107 kg
Belastbarkeit	160 kg
Batteriekapazität	2 x 75 Ah
Wenderadius	139,5 cm
Überwindbare Bordsteinhöhe	k. A.
Motorleistung	k. A.
Reichweite	45 km
Geschwindigkeit	15 km/h
Farbe	Weiß



Ausstattung

- /// USB-Port
- /// Ablagefach an der Lenksäule
- /// LCD-Display
- /// LED-Beleuchtung vorne und hinten
- /// Luftbereifung
- /// Hupe und Blinkanlage
- /// Lenksäule stufenlos verstellbar
- /// Aut. Magnetbremse
- /// Deltalenker
- /// 50 cm breiter Komfortsitz



Bischoff & Bischoff Centuro S7***Der kompetente Begleiter der Spitzenklasse!***

Dieses Elektromobil eignet sich gleichermaßen für den Kurztrip zum Supermarkt, für einen Stadtbummel oder für längere Ausflüge. Es erzielt dank seiner hohen Batteriekapazität und 13 Zoll Luftbereifung eine Reichweite von ca. 45 km und das bei maximalem Komfort. Eine Vielzahl von Einstellungen ermöglichen eine individuelle Anpassung des Sitzes und der Lenksäule auf Ihre Bedürfnisse. Der Centuro S7 bezwingt problemlos Steigungen, Gefälle und Bordsteine. Die erstklassige Federung sorgt jederzeit für ein angenehmes Fahrgefühl. Zudem können Sie dank eines USB-Ports ganz einfach Ihr mobiles Endgerät aufladen.

Centuro S7



Modell S7 XXL (bis 250 kg belastbar)
und S7 Max (bis zu 21 % Steigfähigkeit)
ebenfalls erhältlich

Preis auf Anfrage

**Technische Daten****Bischoff & Bischoff Centuro S7**

Breite x Länge	74,5 x 145 cm
Gewicht	142 kg
Belastbarkeit	160 kg
Batteriekapazität	2 x 80 Ah
Wenderadius	230 cm
Überwindbare Bordsteinhöhe	10 cm
Motorleistung	1100 W
Reichweite	45 km
Geschwindigkeit	15 km/h
Farbe	Weiß, anthrazit



Ausstattung

- /// Sitz in der Höhe einstellbar
- /// Ergonomischer Lenker
- /// Lenksäule verstellbar
- /// Einkaufskorb abnehmbar
- /// Drehbarer Kapitänssitz
- /// Armlehnen winkeleinstellbar
- /// Gefedertes Fahrwerk
- /// USB-Port
- /// Aufprallschutz vorne, seitlich, hinten
- /// Getränkehalter
- /// Elektronische Geschwindigkeitsreduzierung



Merits Westerland**Die Premiumklasse für den höchsten Komfort**

Das Premium-Elektromobil „Westerland“ zeichnet sich durch eine außergewöhnlich hochwertige Verarbeitung aus. Sie sind nicht nur komfortabel, sondern auch sicher unterwegs. Die Räder verfügen über einen Durchmesser von 40 cm, sodass eine Bodenfreiheit von 15 cm erreicht wird. Hierdurch ist ein Fahrvergnügen auf nahezu jedem Untergrund möglich. Das perfekte Design rundet dieses Elektromobil ab.



Modell der
Premiumklasse

Preis auf Anfrage

+merits

Technische Daten**Merits Westerland**

Breite x Länge	70 x 153 cm
Gewicht	165 kg
Belastbarkeit	180 kg
Batteriekapazität	100Ah
Wenderadius	180 cm
Motorleistung (Spitzenleistung)	650 W
Reichweite	ca. 60 km
Geschwindigkeit	15 km/h
Farbe	Silber



Ausstattung

- /// Vollgedernte Achsen
- /// Komfortsitz mit Kopfstütze, Armlehnen und vielseitigen Verstellmöglichkeiten
- /// Verstellbare Lenksäule mit Ablagefach und benutzerfreundlichem Bedienelement
- /// Beleuchtungsanlage nach StVO mit Doppelscheinwerfern, Bremslicht und Blinkern
- /// Hohe Belastbarkeit bis 180 kg
- /// 100 Ah Batterien



Rund um das Elektromobil

Praktisches Zubehör



Preis auf Anfrage

Scooter-Garage

Die praktische Scooter-Garage besteht aus einem wetterfesten Nylonbezug und bietet Schutz vor Nässe und Schmutz. Abmessungen (L x B x H): ca. 145 x 70 x 100 cm.



Preis auf Anfrage

Armlehntasche

Mit diesen Taschen sind Kleinigkeiten immer zur Hand! Dank des unkomplizierten Klettverschluss-Systems kinderleicht anzubringen.



Preis auf Anfrage

Rückentasche

Mit dieser Rückentasche lassen sich unter anderem Ihre Einkäufe sicher und regenfest verstauen.



Gehilfenhalter

Mit dem praktischen Gehilfenhalter haben Sie Ihre Gehhilfen immer parat.

Preis auf Anfrage



Hochdruckluftpumpe

Mit der Hochdruckluftpumpe für den Einhandbetrieb können Sie einen platten Reifen schnell wieder aufpumpen.

Preis auf Anfrage



Teleskoprampen

- /// Ideal zur Überbrückung von Hindernissen und zum Verladen
- /// Belastbarkeit: max. 250 kg

Preis auf Anfrage
(Modellabhängig)

SANIMED GmbH
Gildestraße 68
49479 Ibbenbüren
Tel.: 05451 923 427
Fax: 05451 923 9500
elektromobile@sanimed.de
www.sanimed-elektromobile.de

Haben Sie weitere Fragen rund um das Thema Mobilität?

Lassen Sie sich von unseren Experten beraten. **SANIMED** kann mehr als nur Elektromobile. Vertrauen Sie einem Partner, der Sie zu allen Fragen der Mobilitäts- und Reha-technik beraten kann.

Darüber hinaus sind wir Ihr Ansprechpartner für alle Themen rund um die Hilfsmittelversorgung – mit oder ohne kassenärztliche Verordnung.

