

Die richtige Anwendung

Einstellung



- 1 Stellen Sie sich aufrecht wie abgebildet in den Rollator.
- 2 Laufen Sie immer aufrecht **im** Rollator.
- 3 Stellen Sie die richtige Schiebegriffhöhe ein.

Quelle: Cimicare

Überwindung von Stufen (bei vorhandener Ankipphilfe)



- 1 Fahren Sie mit dem Rollator an den Beginn der Stufe.
- 2 Treten Sie auf die Stufenhilfe neben dem rechten Hinterrad und ziehen Sie die Handgriffe zu Ihrem Körper.
- 3 Stellen Sie die Vorderräder auf die Stufe und gehen Sie **im** Rollator über die Stufe.

Richtiges Sitzen



- 1 Drücken Sie die Bremsen nach unten und fixieren Sie den Rollator.
- 2 Stellen Sie sich rückwärts in den Rollator und halten Sie sich beim Hinsetzen an den Griffen fest.
- 3 Für mehr Komfort und Sicherheit nutzen Sie die Handgriffe als Ablage für Ihre Arme.

Leichtgewichts-Rollator „UPLIVIN Trive“

- › Rollator mit Tasche, Rückengurt und Sitz in Leder-Optik, sowie farblich abgestimmten Handgriffen
- › einzigartigen Doppelfaltmechanismus
- › mit einem Griff schmal und kompakt gefaltet
- › zeitlos klassisches Design
- › inkl. Transporthülle

| | | | |
|---------------------------------|------------|--------------|-------|
| Griffhöhe | 83 - 96 cm | Sitzbreite | 45 cm |
| Gewicht 6,5 - 7 kg (mit Tasche) | | Sitzhöhe | 58 cm |
| Belastbarkeit | 125 kg | Gesamtbreite | 65 cm |

Leichtgewichts-Rollator „UPLIVIN Trive“ jetzt nur **€ 340,-** ✓

Bestell-Nr.: 442278



UPLIVIN Trive

Leichtgewichts-Rollator „Capero“

- › stabiler Rahmen aus Aluminium
- › einfaches falten mit einer Hand
- › Ankipphilfe zum Überwinden von Hindernissen
- › inkl. Rückengurt, Stockhalter und Einkaufsnetz

| | | | |
|---------------|------------|--------------|-------|
| Griffhöhe | 86 - 96 cm | Sitzbreite | 45 cm |
| Gewicht | 5,8 kg | Sitzhöhe | 54 cm |
| Belastbarkeit | 136 kg | Gesamtbreite | 64 cm |

Leichtgewichts-Rollator „Capero“ jetzt nur **€ 190,-** ✓

Bestell-Nr.: 435756



Capero

Leichtgewichts-Rollator „GiGo 2G“

- › stabiler Rahmen aus Aluminium
- › tiefe Sitzfläche mit Rückenpolsterung
- › ergonomische Handgriffe in der Höhe verstellbar
- › Feststellbremse
- › inkl. Korb, Tablett, Rückenstütze und Stockhalter

| | | | |
|---------------|--------------|--------------|-------|
| Griffhöhe | 83 - 93,5 cm | Sitzbreite | 34 cm |
| Gewicht | 6,8 kg | Sitzhöhe | 54 cm |
| Belastbarkeit | 120 kg | Gesamtbreite | 63 cm |

Leichtgewichts-Rollator „GiGo 2G“ jetzt nur **€ 100,-** ✓

Bestell-Nr.: 440484



GiGo 2G

Standard-Rollator „Actimo Basic“

- › nutzbar im Innen- und Außenbereich
- › faltbar
- › leicht zu bedienende Bremsgriffe
- › inkl. Stockhalter, Korb, Ablagegitter und Tablett

| | | | |
|---------------|------------|--------------|-------|
| Griffhöhe | 78 - 93 cm | Sitzbreite | 38 cm |
| Gewicht | 9 kg | Sitzhöhe | 61 cm |
| Belastbarkeit | 130 kg | Gesamtbreite | 60 cm |

Kassenmodell: Standard-Rollator „Actimo Basic“

Bestell-Nr.: 440977

Komplette Kostenübernahme durch Ihre Krankenkasse bei vorliegendem Rezept*



Actimo Basic

SANIMED



Mobil durchs Leben!

Für diese Bestellung liegt ein Rezept vor?
Von Ihrer Krankenkasse wird ein Teilbetrag erstattet.
Erfahren Sie hier von Ihren Aufzahlungsbeträgen!

Angebote gültig bis 31.12.2025



! Wird komplett montiert geliefert und ist sofort fahrbereit!

* Sofern Sie nicht befreit sind, fällt lediglich die gesetzliche Zuzahlung an.

Ultraleichter Carbon-Rollator „Athlon“

- › klappbar und einfach zu tragen
- › ergonomisch geformte, höhenverstellbare Schiebegriffe
- › ausgestattet mit Softrädern
- › hohe Stabilität und Sicherheit beim Gehen
- › inkl. Rollatortasche

| | | | |
|---------------|----------------------|--------------|--------|
| Griffhöhe | 66 - 86 cm* | Sitzbreite | 46 cm |
| Gewicht | ab 5,1 kg (+Tasche)* | Sitzhöhe | 55 cm* |
| Belastbarkeit | 150 kg | Gesamtbreite | 61 cm |

*die angegebenen Maße entsprechen dem Athlon in Gr. M

Ultraleichter Carbon-Rollator „Athlon“ jetzt nur € 420,- ✓

Bestell-Nr.: ● ferrari rot: 438148 (Gr. M), 438150 (Gr. L)

● schwarz carbon: 438149 (Gr. M), 438151 (Gr. L)

Athlon

Outdoor-Rollator „Gemino 30 Comfort“

- › verwendbar sowohl im Innen- als auch Außenbereich
- › extra starker Rollator-Korb (belastbar bis 10 kg)
- › große, stoßdämpfende Räder
- › einfaches Falten mit einer Hand
- › inkl. Korb

| | | | |
|---------------|-------------|--------------|-------|
| Griffhöhe | 80 - 102 cm | Sitzbreite | 47 cm |
| Gewicht | 8 kg | Sitzhöhe | 64 cm |
| Belastbarkeit | 150 kg | Gesamtbreite | 60 cm |

Outdoor-Rollator „Gemino 30 Comfort“ jetzt nur € 360,- ✓

Bestell-Nr.: 437929

Gemino 30 Comfort

Leichtgewichts-Rollator „Nitro“

- › extragroße 25 cm Lenkräder
- › gepolsterte Sitzfläche
- › Einhand-Faltmechanismus
- › passive Beleuchtung hinten, vorne und seitlich
- › Gepäcknetz mit Reißverschluss
- › inkl. Stockhalter und Rückengurt
- › Ankipphilfe zum Überwinden von Hindernissen

| | | | |
|---------------|--------------|--------------|---------|
| Griffhöhe | 84 - 96,5 cm | Sitzbreite | 44,5 cm |
| Gewicht | 7,2 kg | Sitzhöhe | 57 cm |
| Belastbarkeit | 130 kg | Gesamtbreite | 61 cm |

Leichtgewichts-Rollator „Nitro“ jetzt nur € 260,- ✓

Bestell-Nr.: 440252

Nitro

Leichtgewichts-Rollator „Mobilex Leopard“

- › ausgesprochen stabil und leicht manövrierbar
- › große, leicht laufende Räder
- › leichtgängige und arretierbare Bremsen
- › inkl. Transportsicherung, abnehmbarer Einkaufstasche, Rückengurt und Stockhalter
- › große Auswahl an zurüstbarem Zubehör
- › auf Benutzergewicht von 150 kg getestet

| | | | |
|---------------|-------------|--------------|-------|
| Griffhöhe | 74 - 102 cm | Sitzbreite | 46 cm |
| Gewicht | 7,6 kg | Sitzhöhe | 62 cm |
| Belastbarkeit | 150 kg | Gesamtbreite | 60 cm |

Leichtgewichts-Rollator „Leopard“ jetzt nur € 240,- ✓

Bestell-Nr.: 439469

Mobilex Leopard

Leichtgewichts-Rollator „RUSSKA Elan Classic“

- › ergonomische Griffe
- › stabiler Aluminiumrahmen
- › integrierte Faltsicherung
- › mit Rückengurt und Stockhalter
- › inkl. Gepäcknetz
- › Ankipphilfe zum Überwinden von Hindernissen

| | | | |
|----------------------|--------------|--------------|---------|
| Griffhöhe | 76 - 95,5 cm | Sitzbreite | 44 cm |
| Gewicht (o. Zubehör) | 6,1 kg | Sitzhöhe | 60 cm |
| Belastbarkeit | 150 kg | Gesamtbreite | 61,5 cm |

Leichtgewichts-Rollator „Elan Classic“ jetzt nur € 220,- ✓

Bestell-Nr.: 440122

Elan Classic

SANIMED

Wir versorgen Sie deutschlandweit!



deutschlandweit

SANIMED GmbH

Gildestraße 68
49479 Ibbenbüren

Telefon: 05451 923400
Telefax: 05451 923 9500

E-Mail: info@sanimed.de
www.sanimed.de

! Wird komplett montiert geliefert und ist sofort fahrbereit!

Gildestr. 68 · 49479 Ibbenbüren · Tel. 05451-923400 · www.sanimed.de

SANIMED

SANIMED GmbH · Gildestraße 68 · 49479 Ibbenbüren

SANIMED GmbH
Gildestr. 68
49479 Ibbenbüren
Telefon: 05451/923400
Telefax: 05451/9239500
info@sanimed.de
www.sanimed.de
IK 330551143

Ibbenbüren, 05.02.2025

Erklärung des/der Versicherten und der Betreuungsperson über das Angebot einer aufzahlungsfreien Versorgung (Mehrkostenerklärung) / Kd.-Nummer

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit übersenden wir Ihnen die Broschüre unseres aktuellen Rollatorenangebotes. Ihre Krankenkasse übernimmt die Kosten für das Modell „Actimo Basic“. Eine gesetzliche Zuzahlung fällt an, sofern Sie hiervon nicht befreit sind. Sollten Sie ein anderes Modell oder Neuware des Basismodelles wünschen, würden Ihnen die Mehrkosten privat in Rechnung gestellt (als Basis gilt der Differenzbetrag von Ihrem Wunschmodell zum Basismodell "Actimo Basic"). Die Höhe etwaiger Mehrkosten entnehmen Sie dem beigefügten Flyer.

Sollten Sie sich für ein Aufzahlungsprodukt entscheiden, so senden Sie uns bitte die unterschriebene Mehrkostenerklärung zurück. Einen Freiumschlag haben wir für Sie beigefügt.

Für telefonische Rückfragen oder eine weitere Beratung stehen wir Ihnen von montags bis freitags in der Zeit von 8:00 bis 16:30 Uhr unter der oben genannten Rufnummer gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
SANIMED GmbH

Sitz der Gesellschaft:
Gildestraße 68 · 49479 Ibbenbüren
Amtsgericht Steinfurt
HRB 6978
Steuer-Nr.: 327 5971 7591

Geschäftsführer:
Dirk Doetkotte
Sven Wellmeier

DZ-Bank (BIC GENODEMSXXX)
IBAN DE48 4006 0000 0000 1150 35



Erklärung des/der Versicherten und der Betreuungsperson über das Angebot einer aufzahlungsfreien Versorgung (Mehrkostenerklärung)

(Diese Erklärung ist im Einzelfall auf Verlangen der Krankenkasse vorzulegen.)

Versorgender Leistungserbringer (Firmenstempel):

SANIMED GmbH
Gildestraße 68
49479 Ibbenbüren

Bitte geben Sie uns Ihre Größe und Ihr Gewicht an:

Größe: _____ cm

Gewicht: _____ kg

Telefon: _____

Kunden-Nummer:
Versicherten-Nr. :

Krankenkasse:
Geburtsdatum:

Lieferung per DHL

(Selbstaufbau)

Ja

Nein

Versorgung mit einem Rollator

Mir ist bekannt, dass die medizinisch erforderliche Versorgung auch ohne Mehrkosten/ Aufzahlung möglich ist. Ich habe mich nach eingehender Beratung und Auswahl verschiedener Produkte, auf eigenen Wunsch, für eine abweichende Versorgungsalternative mit Aufzahlung entschieden.

| Modell | Aufzahlungsbetrag | gewähltes Produkt bitte ankreuzen | Bestell-Nr. bitte eintragen |
|------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| Actimo Basic (Gebrauchtware) | ohne | () | |
| Actimo Basic (Neuware) | 20,00 € | () | |
| Gigo 2G | 100,00 € | () | |
| Capero | 190,00 € | () | |
| RUSSKA Elan Classic | 220,00 € | () | |
| Mobilex Leopard | 240,00 € | () | |
| Nitro | 260,00 € | () | |
| UPLIVIN Trive | 340,00 € | () | |
| Gemino 30 Comfort | 360,00 € | () | |
| Athlon | 420,00 € | () | |

Mit der Zahlung der angegebenen Mehrkosten inklusive Mehrwertsteuer (siehe obige Tabelle) für das von mir ausgewählte Hilfsmittel bin ich einverstanden. Das gilt auch für etwaige Mehrkosten, die in der Folge hierfür anfallen können. Mir ist bekannt, dass eine nachträgliche Erstattung der Mehrkosten durch meine Krankenkasse nicht erfolgen kann. Bitte beachten Sie, dass mit einer Aufzahlung das Eigentum des Rollators nach Zahlung an Sie übergeht. Es gilt die Herstellergarantie.

Ort, Datum

Unterschrift Versicherte/r

Beratende/r Mitarbeiter/in

Unterschrift Betreuungsperson

Betreuungsperson (Name in Druckbuchstaben)

Zur Verfügung gestellt durch SANIMED GmbH